



YUCERA

Dental Zirconia Block User Manual

| | | |
|---------------------------------|-----|-------|
| INSTRUCTIONS FOR USE | EN | 1-4 |
| INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION | FR | 5-8 |
| INSTRUCCIONES DE USO | ES | 9-12 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | RU | 13-16 |
| INSTRUÇÕES DE USO | PT | 17-20 |
| مادختسالا تاميلعت | AR | 21-24 |
| ISTRUZIONI PER L'USO | IT | 25-28 |
| KULLANIM YÖNERGESİ | TUR | 29-32 |
| GEBRAUCHSANWEISUNG | DE | 33-36 |

CE 0197

EN Instructions for use

Manufacture Date

See label

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Manufacture Address: 101,201,301, Building A, No. 35, Zhuqing Rd., Shijing Community, Shijing Street, Pingshan District, Shenzhen.

Tel: + 86-0755-84622395 web: www.szyurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Please read the product manual before use, and make it by professional technicians; install, adjust and wear it by professional doctors; use it according to the instructions and doctor's instructions.

Date of formulation: 2023.07.11 Edition: A.4

Product Name Dental Zirconia Block

Organization Structure

Model White:

The main ingredients include zirconia, yttrium oxide other oxides.

$ZrO_2+HfO_2+Y_2O_3 \geq 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \leq 0.5\%$

Other Oxides $\leq 0.5\%$

Model Color and Multilayer:

The main ingredients include zirconia, ferric oxide, Erbium oxide and other oxides.

$ZrO_2+HfO_2+Y_2O_3 \geq 98.2\%$

Erbium oxide $\leq 1.0\%$

Ferric oxide $\leq 0.3\%$

Other Oxides $\leq 0.5\%$

Service Life 5 years

Application method

Open the bag take out porcelain pieces, placed in special dental processing equipment for processing, after dyeing, high temperature (1450~ 1600 °C).

After sintering and crystallization, the finished product will be made after dressing, overlaying decorative porcelain or glazing and other processes. Finally, it will be used by professional doctors for the repair, installation and wearing of human denture.

Intended Use

The Dental Zirconia Block is used for making crowns, Bridges, inlays and veneers of fixed denture.



Physicochemical property

Density (post sintering): $\geq 6.0g/cm^3$

Class:5: Flexural strength (post sintering) $\geq 800MPa$

Class:4: Flexural strength (post sintering) $\geq 600MPa$

Chemical solubility: $< 100\mu g.cm^{-2}$

Radioactivity (uranium-238) $\leq 1.0Bq/g$

coefficient of linear thermal expansion: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6}K^{-1}$

Type: II, supplied in block

Class:5: White ST/White SHT/White HT/Color ST/Color SHT/Multilayer SHT/Multilayer ST.

Class:4: White UT/Color UT/Multilayer 3D/Multilayer 4D/Multilayer UT.

Notice

1. Please check well the package and inside product, if any damage, forbid to use.
2. Don't press and collide during store, transit and processing.
3. Unburned porcelain should not be directly used in human denture or oral repair.
4. This product needs to be made by professional technicians and used by professional doctors.
5. Expired product is forbidden to reuse.
6. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
7. Single use products, do not reuse.

Package Carton packaging.

Disposal Abandon directly, the products do not pollute the environment after waste.

Biological Properties

1. No cytotoxicity
2. No sensitization
3. No acute oral stimulation
4. No acute systemic toxicity
5. No chronic systemic toxicity
6. AMES test: negative

Storage

Storage at indoor temperature (generally 5 -50 °C), ventilated and dry conditions.

Contraindication

In the event that there is an insufficient occlusal clearance and/or vertical prep wall, making the preparation unsuitable for an all-ceramic restoration, an alternative material must be chosen. Inlay bridges, endosseous implants and root posts are other contraindications.

Suggested sintering curve

Sintering can take place in all common dental sintering furnaces which are approved for the sintering of restorations made of zirconium dioxide. Since zirconium dioxide is known to be a poor thermal conductor, it is recommended that you slowly heat the mounts to the required temperature (see sintering graph) and cool them down equally slowly.

Sintering Curve

HT/ST /ST color /ST Multilayer
Sintering Curve (1-5)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| step 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| step 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| step 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

HT/ST /ST color /ST Multilayer
Sintering Curve (6-10)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| step 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| step 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| step 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

SHT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
4D Pro Multilayer Sintering Curve (1-5)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| step 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| step 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

SHT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
4D Pro Multilayer Sintering Curve (6-10)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| step 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| step 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

HT/ST /ST color /ST Multilayer
Sintering Curve (11-14)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| step 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| step 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| step 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

UT Sintering Curve (1-5)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| step 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| step 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| step 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

SHT Multilayer/4D Pro Multilayer
Sintering Curve (11-14)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| step 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| step 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

Wall and edge thickness

| Type | Anterior | Connector cross section | Posterior | Connector cross section |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | Thickness | | Thickness | |
| Single crown | ≥0.9mm | ≥9mm ² | ≥1.0mm | ≥12mm ² |
| 3 unit bridges | ≥0.9mm | | | |
| Long bridges | ≥0.9mm | | | |

FR Instructions pour l'utilisation

Date de fabrication

Voir l'étiquette

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Adresse du fabricant : 101 201 301, Bâtiment A, n° 35, Route Zhuqing,

Communauté de Shijing, Rue Shijing, District de Pingshan, Zhenzhen.

Tél.: + 86-0755-84622395 web: www.szYurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Veillez lire le mode d'emploi du produit avant de l'utiliser, et le faire fabriquer par des techniciens professionnels ; l'installer, le régler et le porter par des médecins professionnels ; l'utiliser conformément aux instructions et aux consignes du médecin.

Date de formulation : 11 juillet 2023 Edition: A.4

Nom du produit Bloc de zircone dentaire

Structure de l'organisation

Modèle blanc :

Les principaux ingrédients comprennent la zircone, l'oxyde d'yttrium d'autres oxydes.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \cong 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \cong 0.5\%$

Other Oxides $\cong 0.5\%$

Couleur modèle et multicouche :

Parmi les principaux ingrédients figurent la zircone, l'oxyde ferrique, l'oxyde d'erbium et d'autres oxydes.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \cong 98.2\%$

Oxyde d'erbium $\cong 1.0\%$

Oxyde ferrique $\cong 0.3\%$

Other Oxides $\cong 0.5\%$



Durée de vie 5 ans

Procédé d'application

Ouvrir le sac sortir des pièces de porcelaine, placé dans un équipement de traitement dentaire spécial pour le traitement, après la teinture, haute température (1450~ 1600 °C). Après frittage et cristallisation, le produit fini sera fait après dressing. Overlaying porcelaine décorative ou glaçage et d'autres processus. Enfin, il sera utilisé par les médecins professionnels pour la réparation, l'installation et le port de la prothèse humaine.

Utilisation prévue

Le bloc de zircone dentaire est utilisé pour la fabrication de couronnes, de bridges, d'inlays et de facettes de prothèses fixes.

Propriétés physico-chimiques

Densité (post-frittage): $\cong 6.0g/cm^3$

Classe:5: Résistance à la flexion (post-frittage) $\cong 800MPa$

Classe:4: Résistance à la flexion (post-frittage) $\cong 600MPa$

Solubilité chimique: $< 100\mu g.cm^{-2}$

Radioactivité (uranium-238) $\cong 1.0Bq/g$

Coefficient de dilatation thermique linéaire: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6}K^{-1}$

Type:II, livré en bloc

Classe:5: Blanc ST/Blanc SHT/Blanc HT/Color ST/Color SHT/Multilayer SHT/Multilayer ST.

Classe:4: Blanc UT/Color UT/Multilayer 3D/Multilayer 4D/Multilayer UT.

Avis

- 1.Veuillez bien vérifier l'emballage et l'intérieur du produit, en cas de dommage, interdisez l'utilisation.
- 2.Ne pas appuyer et heurter pendant le stockage, le transit et le traitement.
- 3.La porcelaine non brûlée ne doit pas être utilisée directement pour les prothèses humaines ou les réparations buccales.
- 4.Ce produit doit être fabriqué par des techniciens professionnels et utilisé par des médecins professionnels.
- 5.Il est interdit de réutiliser un produit périmé.
- 6.Si un incident grave est survenu en rapport avec le dispositif, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
- 7.Produits à usage unique, ne pas réutiliser.

Emballage

Emballage en carton.

Mise au rebut

Abandon direct, les produits ne polluent pas l'environnement après leur mise au rebut.

Propriétés biologiques

- 1.Pas de cytotoxicité
- 2.Pas de sensibilisation
- 3.Pas de stimulation orale aiguë
- 4.Pas de toxicité systémique aiguë
- 5.Pas de toxicité systémique chronique
- 6.Test AMES : négatif

Stockage

Stockage à température intérieure (généralement 5- 50° C), conditions ventilées et sèches.

Contre-indication

En cas d'insuffisance du jeu occlusal et/ou de la paroi verticale de préparation, rendant la préparation inadaptée à une restauration tout-céramique, un matériau alternatif doit être choisi. Les bridges inlay, les implants endo-osseux et les tenons radiculaires sont d'autres contre-indications.

Courbe de frittage suggérée

Le frittage peut s'effectuer dans tous les fours de frittage dentaires courants qui sont homologués pour le frittage des restaurations en dioxyde de zirconium. Le dioxyde de zirconium étant connu pour être un mauvais conducteur thermique, il est recommandé de chauffer lentement les montages jusqu'à la température requise (voir graphique de frittage) et de les refroidir tout aussi lentement.

Courbe de frittage

Courbe de frittage
HT/ST /ST couleur /ST multicouche (1 -5)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| étape 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| étape 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Courbe de frittage
HT/ST /ST couleur /ST multicouche (6 -10)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| étape 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| étape 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Courbe de frittage
SHT multicouche/3D Plus multicouche
UT multicouche /4D Pro multicouche (1-5)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| étape 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| étape 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Courbe de frittage
SHT multicouche/3D Plus multicouche
UT multicouche /4D Pro multicouche (6-10)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| étape 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| étape 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Courbe de frittage
HT/ST /ST couleur /ST multicouche (11 -14)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| étape 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| étape 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Courbe de frittage UT (1-5)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| étape 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| étape 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Courbe de frittage
SHT multicouche/4D Pro multicouche (11 -14)

| Étape de frittage | Température de début (°C) | Température de fin (°C) | Temps (Min) | Vitesse (°C/Min) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| étape 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| étape 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| étape 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| étape 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| étape 5 | 800 | refroidissement naturel 20 | / | / |

Épaisseur de la paroi et des bords

| Type | Antérieur | Section transversale du connecteur | Postérieur | Section transversale du connecteur |
|--------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | Épaisseur | | Épaisseur | |
| Couronne simple | ≥0.9mm | ≥9mm ² | ≥1.0mm | ≥12mm ² |
| Bridges à 3 unités | ≥0.9mm | | | |
| Bridges longs | ≥0.9mm | | | |

ES Instrucciones de uso

Fecha de fabricación

Ver etiqueta

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Dirección de la fábrica: 101,201,301, Edificio A, No. 35, Camino Zhu Qing, Comunidad de Shijing, Calle Shijing, Distrito de Pingshan, Zhenzhen.
Teléfono: + 86-0755-84622395 Página web: www.szurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

El manual del producto debe ser leído por técnicos profesionales antes de usar el producto; la instalación, el ajuste y la colocación debe ser realizada por médicos profesionales; use el producto de acuerdo con las instrucciones y las indicaciones del médico.

Fecha de formulación: 11 de julio de 2023 Edición: A.4

Nombre del producto Disco de Circonio Dental **Vida útil** 5 años

Estructura organizativa

Modelo Blanco:

Los ingredientes principales incluyen circonio, óxido de itrio otros óxidos.

$ZrO_2+HfO_2+Y_2O_3 \cong 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \cong 0,5\%$

Otros óxidos $\cong 0,5\%$

Modelo de color y multicapa:

Los ingredientes principales incluyen circonio, óxido férrico, óxido de erbio y otros óxidos.

$ZrO_2+HfO_2+Y_2O_3 \cong 98,2\%$

Óxido de erbio $\cong 1,0\%$

Óxido férrico $\cong 0,3\%$

Otros óxidos $\cong 0,5\%$



Propiedades físico-químicas

Densidad (post sinterización): $\cong 6.0g/cm^3$

Clase:5: Resistencia a la flexión (post sinterización) $\cong 800MPa$

Clase:4: Resistencia a la flexión (post sinterización) $\cong 600MPa$

Solubilidad química: $< 100\mu g \cdot cm^{-2}$

Radiactividad (uranio-238) $\cong 1.0Bq/g$

Coefficiente de expansión térmica lineal: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6} K^{-1}$

Tipo: II, suministrado en disco

Clase:5: Blanco ST/Blanco SHT/Blanco HT/Color ST/Color SHT/Multicapa SHT/Multicapa ST.

Clase:4: Blanco UT/Color UT/Multicapa 3D/Multicapa 4D/Multicapa UT.

Aviso

1. Compruebe bien el paquete y el interior del producto, si hay algún daño, no use el producto.
2. No presione ni choque el producto durante el almacenamiento, el tránsito y el procesamiento.
3. La porcelana no quemada no debe usarse directamente en dentaduras humanas o en reparaciones orales.
4. Este producto debe ser elaborado por técnicos profesionales y utilizado por médicos profesionales.
5. Está prohibido reutilizar el producto caducado.
6. Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto debe ser reportado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
7. Productos de un solo uso, no reutilizar.

Envase

Embalaje de cartón.

Eliminación

Deséchelo directamente, los productos no contaminan el medio ambiente después de su eliminación.

Propiedades biológicas

1. Sin citotoxicidad
2. Sin sensibilización
3. Sin estimulación oral aguda
4. Sin toxicidad sistémica aguda
5. Sin toxicidad sistémica crónica
6. Prueba AMES: negativa

Almacenamiento

Almacenamiento a temperatura interior (generalmente 5 -50 °C), con óptima ventilación y en condiciones secas.

Contraindicación

En el caso de que exista un espacio oclusal insuficiente y/o una pared de preparación vertical, que haga que la preparación no sea adecuada para una restauración totalmente cerámica, se debe seleccionar un material alternativo. Los puentes incrustados, los implantes endóseos y los postes radiculares son otras contraindicaciones.

Curva de sinterización sugerida

La sinterización puede tener lugar en todos los hornos de sinterización dentales comunes que están aprobados para la sinterización de restauraciones hechas de dióxido de zirconio. Como se sabe que el dióxido de circonio es un mal conductor térmico, se recomienda calentar lentamente los soportes hasta la temperatura requerida (véase el gráfico de sinterización) y enfriarlos con la misma lentitud.

Curva de sinterización

Curva de sinterización
HT/ST /ST color /ST multicapa (1-5)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| paso 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| paso 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

Curva de sinterización
HT/ST /ST color /ST multicapa (6-10)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| paso 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| paso 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

SHT Multicapa/3D Plus Multicapa
UT Multicapa/4D Pro Curva de sinterización (1-5)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| paso 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| paso 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

SHT Multicapa/3D Plus Multicapa
UT Multicapa/4D Pro Curva de sinterización (6-10)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| paso 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| paso 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

Curva de sinterización
HT/ST /ST color /ST multicapa (11-14)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| paso 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| paso 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

Curva de sinterización UT (1-5)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| paso 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| paso 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

Curva de sinterización
SHT Multicapa/4D Pro (11-14)

| Paso de sinterización | Temperatura inicial (°C) | Temperatura final (°C) | Tiempo (Min) | Velocidad (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| paso 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| paso 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| paso 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| paso 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| paso 5 | 800 | refrigeración natural 20 | / | / |

Espesor de la pared y del borde

| Tipo | Anterior | Sección transversal del conector | Posterior | Sección transversal del conector |
|-----------------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | Espesor | | Espesor | |
| Corona simple | ≥0.9mm | ≥9mm² | ≥1.0mm | ≥12mm² |
| Puentes de 3 unidades | ≥0.9mm | | | |
| Puentes largos | ≥0.9mm | | | |

RU Инструкция по применению

Дата производства

См. этикетку

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Адрес производства: 101, 201, 301, Здание А, № 35, Улица Чжуцин, Район Шицзин, Улица Шицзин, Район Пиншань, Шэньчжэнь
Тел.: + 86-0755-84622395 web: www.szyurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с настоящим руководством по продукту и предоставьте его профессиональным техникам; установка, регулирование и надевание продукта должны выполняться профессиональными медицинскими работниками; используйте продукт согласно инструкциям и указаниям врача.

Дата оформления: 11 июля 2023 г. Версия: А.4

Название товара Стоматологический циркониевый блок

Срок службы 5 лет

Организационная структура

Модель Белый:

Основными ингредиентами являются цирконий, оксид иттрия другие оксиды.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$ $Al_2O_3 \leq 0.5\%$

Другие оксиды $\leq 0.5\%$

Цвет модели и многослойность:

Основными ингредиентами являются цирконий, оксид железа, окись эрбия и другие оксиды.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 98.2\%$

Оксид эрбия $\leq 1.0\%$ Оксид железа $\leq 0.3\%$

Другие оксиды $\leq 0.5\%$



Способ применения

Откройте пакет, извлеките кусочки фарфора, поместите в специальное стоматологическое оборудование для обработки, после окрашивания, при высокой температуре (1450-1600 °C).

После спекания и кристаллизации обработанное изделие будет готово после декорирования, наложения декоративного фарфора или глазурирования и других процессов. И затем, продукт будет готов к использованию врачом персоналом для ремонта, установки и ношения челюстных протезов.

Предполагаемое использование

Стоматологический циркониевый блок используется для изготовления коронок, мостов, вкладок и виниров с несъемным зубным протезом.

Физико-химические свойства

Плотность (после спекания): $\geq 6.0g/cm^3$

Класс:5: Прочность при изгибе (после спекания) $\geq 800MPa$

Класс:4: Прочность при изгибе (после спекания) $\geq 600MPa$

Химическая растворимость: $< 100mg/cm^2$

Радиоактивность (уран-238) $\leq 1.0Bq/g$

коэффициент линейного теплового расширения: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6} K^{-1}$

Тип: II, поставляется в блоке

Класс: 5: Белый ST/Белый SHT/Белый HT/Цветной ST/Цветной SHT/Многослойный SHT/Многослойный ST.

Класс: 4: Белый UT/Цветной UT/Многослойный 3D/Многослойный 4D/Многослойный UT.

Примечание

- 1.Внимательно проверьте упаковку и внутреннюю часть продукта. В случае каких-либо повреждений, использование продукта запрещено.
- 2.Избегайте давления и ударов во время хранения, транспортировки и обработки.
- 3.Необожженный фарфор не должен использоваться напрямую для изготовления протезов или восстановления полости рта.
- 4.Данный продукт должен изготавливаться профессиональными техниками и использоваться профессиональными врачами.
- 5.Повторное использование продукта с истекшим сроком годности запрещено.
- 6.О любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с устройством, следует сообщать изготовителю и компетентному органу страны-участницы, в которой зарегистрированы пользователь и/или пациент.
- 7.Одноразовый продукт, не использовать повторно.

Упаковка

Картонная упаковка.

Утилизация

Прямое утилизирование, продукты не загрязняют окружающую среду после использования.

Биологические свойства

- 1.Отсутствие цитотоксичности
- 2.Отсутствие сенсибилизации
- 3.Отсутствие острой оральной стимуляции
- 4.Отсутствие острой системной токсичности
- 5.Отсутствие хронической системной токсичности
- 6.Тест AMES: отрицательный

Хранение

Хранить при комнатной температуре (обычно 5-50 °C), в хорошо вентилируемом и сухом месте.

Противопоказания

В случае недостаточного зазора для прикуса и/или вертикальной подготовительной стенки, что делает заготовку непригодной для полностью керамической реставрации, следует выбрать альтернативный материал. Другими противопоказаниями являются инкрустационные мосты, внутрикостные имплантаты и корневые штифты.

Предлагаемая кривая спекания

Спекание можно проводить во всех обычных стоматологических печах для спекания, одобренных для спекания ортопедических изделий из диоксида циркония. Поскольку известно, что диоксид циркония является плохим тепловым проводником, рекомендуется нагревать крепления медленно до требуемой температуры (см график спекания) и так же медленно охлаждать их.

Кривая спекания

HT/ST/Цвет ST/ Многослойный ST
Кривая спекания (1-5)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| шаг 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| шаг 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

HT/ST/Цвет ST/ Многослойный ST
Кривая спекания (6-10)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| шаг 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| шаг 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

Многослойный SHT/Многослойный 3D Плюс
Многослойный UT/Многослойный 4D Про
Кривая спекания (1-5)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| шаг 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| шаг 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

Многослойный SHT/Многослойный 3D Плюс
Многослойный UT/Многослойный 4D Про
Кривая спекания (6-10)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| шаг 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| шаг 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

HT/ST/Цвет ST/ Многослойный ST
Кривая спекания (11-14)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| шаг 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| шаг 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

Кривая спекания UT (1-5)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| шаг 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| шаг 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

Многослойный SHT/Многослойный 4D Про
Кривая спекания (11-14)

| Шаг спекания | Начальная температура (°C) | Конечная температура (°C) | Время (мин) | Скорость (°C/мин) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| шаг 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| шаг 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| шаг 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| шаг 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| шаг 5 | 800 | естественное охлаждение 20 | / | / |

Толщина стенок и краев

| Тип | Передний | Поперечное сечение разъема | Задний | Поперечное сечение разъема |
|-------------------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|
| | Толщина | | Толщина | |
| Одинарная коронка | ≥0.9мм | ≥9мм² | ≥1.0мм | ≥12мм² |
| 3 одиночных моста | ≥0.9мм | | | |
| Длинные мосты | ≥0.9мм | | | |

PT Instruções de uso

Data de Fabricação

Veja o rótulo

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Endereço do Fabricante: 101.201.301, Edifício A, No. 35, Estrada Zhuqing, Comunidade Shijing, Rua Shijing, Distrito de Pingshan, Shenzhen.
Tel: + 86-0755-84622395 web: www.szurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Leia o manual do produto antes do uso e faça com técnicos profissionais. Instalação, ajuste e uso por médicos profissionais. Use de acordo com as instruções e as orientações médicas.

Data da formulação: 11 de julho de 2023 Edição: A.4

Nome do Produto

Bloco de Zircônia
Odontológico

Estrutura da Organização

Modelo Branco:

Os ingredientes ativos incluem zircônia, óxido de ítrio e outros óxidos.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \leq 0.5\%$

Outros Óxidos $\leq 0.5\%$

Cor e Multicamada do Modelo:

Os ingredientes ativos incluem zircônia, óxido de ferro, óxido de érbio e outros óxidos.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 98.2\%$

Óxido de érbio $\leq 1.0\%$

Óxido férrico $\leq 0.3\%$

Outros Óxidos $\leq 0.5\%$



Vida Útil

5 anos

Método de aplicação

Abra a bolsa e retire as peças de porcelana, coloque-as no equipamento odontológico para processamento, após atingir, alta temperatura (1450~ 1600 °C).

Após a sinterização e cristalização, o produto acabado será feito após colocar a sobrecamada decorativa de porcelana ou vidro e demais processos. Por fim, será usado por médicos profissionais para reparos, instalação e uso em prótese humana.

Uso Pretendido

O Bloco de Zircônia Odontológico é usado para fazer coroas, Pontes, obturações e revestimentos da prótese fixa.

Propriedade fisicoquímica

Densidade (pós-sinterização): $\geq 6.0g/cm^3$

Classe:5: Resistência à flexão (pós-sinterização) $\geq 800MPa$

Classe:4: Resistência à flexão (pós-sinterização) $\geq 600MPa$

Solubilidade química: $< 100\mu g.cm^{-2}$

Radioatividade (urânio-238) $\leq 1.0Bq/g$

Coefficiente de expansão térmica linear: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6}K^{-1}$

Tipo: II, fornecido no bloco

Classe:5: Branco ST/Branco SHT/Branco HT/Cor ST/Cor

SHT/Multicamada SHT/Multicamada ST.

Classe:4: Branco UT/Cor UT/Multicamada 3D/Multicamada

4D/Multicamada UT.

Aviso

1. Verifique bem a embalagem e o produto interno, caso haja danos, o uso é proibido.
2. Não pressione e colida durante o armazenamento, trânsito e processamento.
3. A porcelana não queimada não deve ser usada diretamente em próteses humanas ou para reparos odontológicos.
4. Este produto precisa ser feito por técnicos profissionais e usado por médicos profissionais.
5. É proibido reutilizar um produto vencido.
6. Quaisquer incidentes graves que tenham ocorrido em relação ao dispositivo devem ser relatados ao fabricante à autoridade competente do Estado Membro no qual o usuário e/ou paciente pertença.
7. Produtos de uso único, não reutilizar.

Embalagem

Embalagem de papelão.

Eliminação

Abandonar diretamente, os produtos não poluem o meio ambiente após o descarte.

Propriedades Biológicas

1. Sem citotoxicidade
2. Sem sensibilização
3. Sem estimulação oral aguda
4. Sem toxicidade sistêmica aguda
5. Sem toxicidade sistêmica crônica
6. Teste de AMES: negativo

Armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente interna (geralmente 5-50°C), em condições ventiladas e secas.

Contraindicação

No caso de haver um distanciamento oclusal insuficiente e/ou parede preparatória vertical, tornando o preparo inadequado para uma restauração totalmente de cerâmica, deve-se escolher um material alternativo. Outras contra-indicações são pontes de obturação, implantes endósseos e hastes de raiz.

Curva de sinterização sugerida

A sinterização pode acontecer em todas as fornhalhas de sinterização odontológica comuns que sejam aprovadas para sinterização de restaurações feitas de dióxido de zircônio. Logo que se sabe que o dióxido de zircônio é um condutor térmico ruim, recomenda-se que aqueça os suportes lentamente até a temperatura necessária (veja o gráfico de sinterização) e reduza a temperatura igualmente devagar.

Curva de Sinterização

HT/ST /ST cor /ST Curva de Sinterização de Multicamada (1-5)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| Passo 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| Passo 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

HT/ST /ST cor /ST Curva de Sinterização de Multicamada (6-10)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| Passo 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| Passo 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

SHT Multicamada/Multicamada 3D Plus Multicamada UT Curva de Sinterização Multilayer 4D Pro (1-5)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| Passo 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| Passo 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

SHT Multicamada/Multicamada 3D Plus Multicamada UT Curva de Sinterização Multilayer 4D Pro (6-10)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| Passo 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| Passo 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

HT/ST /ST cor /ST Curva de Sinterização de Multicamada (11-14)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| Passo 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| Passo 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

Curva de Sinterização UT (1-5)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| Passo 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| Passo 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

SHT Multicamada/Curva de Sinterização Multicamada 4D Pro Curve (11-14)

| Etapa de sinterização | Temperatura Inicial (°C) | Temperatura Final (°C) | Tempo (Min) | Taxa (°C/Min) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Passo 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| Passo 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| Passo 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| Passo 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| Passo 5 | 800 | Resfriamento natural 20 | / | / |

Espessura da parede e da borda

| Tipo | Anteior | | Posterior | |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | Espessura | Seção transversal do conector | Espessura | Seção transversal do conector |
| Coroa única | ≥0.9mm | ≥9mm² | ≥1.0mm | ≥12mm² |
| 3 unidades de ponte | ≥0.9mm | | | |
| Pontes grandes | ≥0.9mm | | | |

الخصائص الفيزيائية الكيميائية

الكثافة (بعد التلييد): $6.0 \leq \text{غم/سم مكعب}$
الفتنة: 5: مقاومة التثبي (بعد التلييد) ≤ 800 ميغاباسكال
الفتنة: 4: مقاومة التثبي (بعد التلييد) ≤ 600 ميغاباسكال
الزوبان الكيميائي: > 100 ميكروغرام. سم مربع
النشاط الإشعاعي (يورانيوم-238) ≥ 1.0 بيكريل/غم
معامل التمدد الحراري الطولي: $10^{-5} \pm 0.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$
النوع: II، متوفر في كتل

الفتنة: 5: ST: أبيض/HT: أبيض/ST: ملون / SHT: ملون/
SHT متعدد الطبقات/ST: متعدد الطبقات.
الفتنة: 4: UT: أبيض/UT: ملون/ تثنى البعاد متعدد الطبقات /رباعي
البعاد متعدد الطبقات /UT: متعدد الطبقات.

ملحظة

- يرجى التحقق من العلية والمنج الداخلي جيدا، إذا تبين وجود أي تلف، يتمنع الاستخدام.
- ل تضغط على المنج أو تصدمه أثناء التخزين أو النقل أو المعالجة.
- ل ينبغي استخدام البورسلين غير المحروق مباشرة في طقم أسنان النسان أو تصليح الفم.
- يحتاج هذا المنج إلى تصنيعه بواسطة فنيين محترفين واستخدامه بواسطة أطباء محترفين.
- يتمنع إعادة استخدام المنج المنتهي الصلحية.
- ينبغي البلغ عن أي حادثة خطيرة فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والجهة المختصة للدولة العضو التي يتواجد فيها المستخدم و/ أو المريض.
- منتجات للاستخدام مرة وحدة فقط، يتمنع إعادة الاستخدام.

العلبة

تغليف كرتوني.

التخلص

تخلص منه مباشرة فهذه المنتجات ل تلوث البيئة عند التخلص منها مع النفايات.

الخصائص البيولوجية

- بدون سمية خلوية
- بدون حساسية
- بدون تحفيز فموي حاد
- بدون سمية جهازية حادة
- بدون سمية جهازية مزمنة:
- اختبار اميس (AMES): سلبي

التخزين

يحفظ بدرجة حرارة داخلية (5-50 درجة مئوية بوجه عام)، وفي ظروف بيئة جافة وبتهوية جيدة.

موانع الستعمال

في حالة عدم وجود تصفية إطباقية كافية و/ أو جدار تحضيري رأسي، ما يجعل التحضير غير مناسب للستعادة الكاملة بالسيراميك، عندئذ يجب اختيار مادة بديلة. جسور الترسيع، وزراعة السنن الداخلية ودعامات الضراس هي موانع استعمال أخرى.

منحني التلييد المقترح

يمكن إجراء التلييد في جميع أفران تلييد السنن الشائعة المعتمدة لتلييد الترميمات المصنوعة من ثاني أكسيد الزركونيوم. بما أن ثاني أكسيد الزركونيوم معروف بأنه موصل حراري ضعيف، ننصحك بتسخين الكميات ببطء إلى درجة الحرارة المطلوبة (انظر مخطط التلييد) وتبريدها بشكل متجانس ببطء.

تعليمات بالاستخدام بالعربية

تاريخ التصنيع

انظر الملصق

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

،101.201.301

رقم A، بناء 35، طريق تشوتشينغ، مجتمع شيجينغ، شارع شيجينغ، مقاطعة بينغشان، شنتشن

هاتف: +86-0755-84622395 الموقع الإلكتروني: www.szyurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

يرجى قراءة دليل المنتج قبل الاستخدام، وتصنيعه بواسطة فنيين محترفين؛ وتركيبه وتعديله وارتدائه بواسطة أطباء محترفين؛ استخدمه طبقاً للإرشادات وتعليمات الطبيب.



تاريخ التركيبة: 11 يوليو 2023 الإصدار: أ (4)

اسم المنتج كتل الأسنان الزركونية

الهيكل التنظيمي

الموديل الأبيض:

تتضمن المكونات الرئيسية الزركونيا، أكسيد الإتريوم وأكاسيد أخرى.



أكاسيد أخرى $\cong 0.5\%$

الموديل الملون ومتعدد الطبقات:

تتضمن المكونات الرئيسية الزركونيا، أكسيد الحديد وأكسيد الريبوم

وأكاسيد أخرى.



أكسيد الريبوم $\cong 1.0\%$

أكسيد الحديد $\cong 0.3\%$

أكاسيد أخرى $\cong 0.5\%$

عمر الخدمة 5 سنوات

طريقة الاستخدام

افتح الكيس وأخرج قطعة البورسلين، وتوضع في جهاز خاص لمعالجة الأسنان من أجل المعالجة، بعد الصباغة، بدرجة حرارة عالية

(1450~1600 درجة مئوية

بعد التلييد والبورلة، سيتم صنع المنتج النهائي بعد الحشو أو الحشو الموضعي لبورسلين الزينة أو التزجيج وعمليات أخرى. أخيراً، سيتم استخدامه بواسطة أطباء محترفين للتصليح والتركيب والارتداء للأسنان البشرية.

الاستعمال المخصص

أُستخدَم كتل الأسنان الزركونية لصناعة التيجان والجسور والترصيع والتلييسات للأسنان الثابتة.



منحنى التلييد

منحنى التلييد متعدد الطبقات (6-10)

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| الخطوة 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1530 | 800 | 146 | 5- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

منحنى التلييد متعدد الطبقات (5-1) ST/ST/HT ملون

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| الخطوة 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1530 | 800 | 104 | 7- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

منحنى تلييد SHT متعدد الطبقات/ ثلاثي الأبعاد بلاس متعدد الطبقات/

UT متعدد الطبقات/ رباعي الأبعاد برو متعدد الطبقات (6-10)

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| الخطوة 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1500 | 800 | 140 | 5- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

منحنى تلييد SHT متعدد الطبقات/ ثلاثي الأبعاد بلاس متعدد الطبقات/

UT متعدد الطبقات/ رباعي الأبعاد برو متعدد الطبقات (5-1)

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| الخطوة 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1500 | 800 | 100 | 7- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

منحنى تلييد (5-1) UT

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| الخطوة 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1450 | 800 | 93 | 7- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

منحنى التلييد متعدد الطبقات (11-14) ST/ST/HT ملون

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| الخطوة 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1530 | 800 | 183 | 4- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

مساحة الجدار والحواف

| النوع | أمامي | خلفي |
|--------------|-------|------------------------|
| تاج فردي | 0.9م | المقطع المستعرض للموصل |
| جسور 3 وحدات | 0.9م | المقطع المستعرض للموصل |
| جسور طويلة | 0.9م | المقطع المستعرض للموصل |

منحنى تلييد SHT متعدد الطبقات/ رباعي الأبعاد برو متعدد الطبقات

(11-14)

| خطوات التلييد | درجة حرارة البدء (درجة مئوية) | درجة حرارة الانتهاء (درجة مئوية) | الوقت (دقيقة) | المعدل (درجة مئوية/الدقيقة) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الخطوة 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| الخطوة 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| الخطوة 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| الخطوة 4 | 1500 | 800 | 175 | 4- |
| الخطوة 5 | 800 | تبريد طبيعي | / | / |

IT Istruzioni per l'uso

Data di produzione

Vedere l'etichetta

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Indirizzo di produzione: 101,201,301, Edificio A, n. 35, Zhuqing Road, Comunità di Shijing, Shijing Street, distretto di Pingshan, Shenzhen.

Tel: + 86-0755-84622395 web: www.szyurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Si prega di leggere il manuale del prodotto prima dell'uso e di farlo fare da tecnici professionisti; installarlo, regolarlo e indossarlo da medici professionisti; usarlo secondo le istruzioni e le indicazioni del medico.

Data di formulazione: 11 luglio 2023 Edizione: A.4

Nome del Prodotto Blocco di Zirconia Dentale

Struttura Organizzativa

Modello Bianco:

Gli ingredienti principali includono zirconia, ossido di ittrio e altri ossidi.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \leq 0.5\%$

Altri Ossidi $\leq 0.5\%$

Modello a colori e Multistrato:

Gli ingredienti principali includono zirconia, ossido ferrico, ossido di erbio e altri ossidi.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 98.2\%$

Ossido di erbio $\leq 1.0\%$

Ossido ferrico $\leq 0.3\%$

Altri Ossidi $\leq 0.5\%$



Durata 5 anni

Metodo di applicazione

Aprire il sacchetto e prelevare i pezzi di porcellana, collocarli in speciali attrezzature di trattamento dentale per la lavorazione, dopo la tintura, ad alta temperatura (1450~ 1600 °C). Dopo la sinterizzazione e la cristallizzazione, il prodotto finito sarà realizzato dopo la sovrapposizione di rivestimento con porcellana decorativa o smaltatura e altri processi. Infine, sarà utilizzato da medici professionisti per la riparazione, l'installazione e l'uso di protesi umane.

Uso Previsto

Il Blocco di Zirconia Dentale viene utilizzato per la realizzazione di corone, Ponti, incastri e faccette di dentiere fisse.

Proprietà fisico-chimiche

Densità (post-sinterizzazione): $\cong 6.0g/cm^3$

Classe:5: Resistenza alla flessione (post-sinterizzazione) $\cong 800MPa$

Classe:4: Resistenza alla flessione (post-sinterizzazione) $\cong 600MPa$

Solubilità chimica: $< 100\mu g.cm^{-2}$

Radioattività (uranio-238) $\leq 1.0Bq/g$

coefficiente di espansione termica lineare: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-4}K^{-1}$

Tipo: II, fornito in blocco

Classe: 5: Bianco ST/Bianco SHT/Bianco HT/Colore ST/Colore SHT/Multistrato SHT/Multistrato ST.

Classe: 4: UT Bianco/ Colore UT/Multistrato 3D/Multistrato 4D/Multistrato UT.

Avvertenza

1.Si prega di controllare bene la confezione e il prodotto all'interno, in caso di danni, vietare l'uso.

2.Non premere e non urtare durante lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione.

3.La porcellana non bruciata non deve essere utilizzata direttamente in protesi umane o per riparazioni orali.

4.Questo prodotto deve essere realizzato da tecnici professionisti e utilizzato da medici professionisti.

5.È vietato riutilizzare il prodotto scaduto.

6.Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

7.Prodotti monouso, non riutilizzare.

Confezione Imballaggio in cartone.

Smaltimento Smaltire direttamente, i prodotti non inquinano l'ambiente dopo lo smaltimento.

Proprietà Biologiche

- 1.Nessuna citotossicità
- 2.Nessuna sensibilizzazione
- 3.Nessuna stimolazione orale acuta
- 4.Nessuna tossicità sistemica acuta
- 5.Nessuna tossicità sistemica cronica
- 6.Test AMES: negativo

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente (generalmente 5 -50 °C), in ambienti ventilati e asciutti.

Controindicazioni

Nel caso in cui lo spazio occlusale e/o la parete verticale della preparazione siano insufficienti, rendendo la preparazione inadatta a un restauro in ceramica integrale, è necessario scegliere un materiale alternativo. Ponti ad incastro, implantologia endosseale e perni radicalari sono altre controindicazioni.

Curva di sinterizzazione suggerita

La sinterizzazione può avvenire in tutti i comuni forni di sinterizzazione dentale approvati per la sinterizzazione di restauri in biossido di zirconio. Poiché il biossido di zirconio è noto per essere un conduttore termico scadente, si raccomanda di riscaldare lentamente i supporti alla temperatura richiesta (vedere il grafico di sinterizzazione) e di raffreddarli altrettanto lentamente.

Curva di sinterizzazione

Curva di sinterizzazione
multistrato HT/ST /ST color /ST (1-5)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| Fase 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| Fase 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

Curva di sinterizzazione
multistrato HT/ST /ST color /ST(6-10)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| Fase 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| Fase 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

SHT Multistrato/3D Plus Multistrato
UT Multistrato/4D Pro
Curva di Sinterizzazione Multistrato (1-5)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| Fase 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| Fase 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

SHT Multistrato/3D Plus Multistrato
UT Multistrato/4D Pro
Curva di Sinterizzazione Multistrato (6-10)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| Fase 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| Fase 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

Curva di sinterizzazione
multistrato HT/ST /ST color /ST(11-14)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| Fase 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| Fase 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

Curva di sinterizzazione UT (1-5)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| Fase 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| Fase 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

SHT Multistrato/4D Pro
Curva di Sinterizzazione Multistrato (11-14)

| Fase di sinterizzazione | Temperatura iniziale (°C) | Temperatura finale (°C) | Tempo (Min) | Velocità (°C/Min) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Fase 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| Fase 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| Fase 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| Fase 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| Fase 5 | 800 | raffreddamento naturale 20 | / | / |

Spessore della parete e del bordo

| Tipo | Anteriore | Sezione trasversale del connettore | Posteriore | Sezione trasversale del connettore |
|--------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | Spessore | | Spessore | |
| Corona singola | ≥0.9mm | ≥9mm² | ≥1.0mm | ≥12mm² |
| Ponti a 3 elementi | ≥0.9mm | | | |
| Ponti estesi | ≥0.9mm | | | |

TUR Kullanım yönergesi

Üretim Tarihi

Etikete bakınız

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Üretim Adresi: 101,201,301, A Binası, No. 35, Zhuqing Yolu, Shijing Topluluğu, Shijing Caddesi, Pingshan Bölgesi, Shenzhen.

Tel: + 86-0755-84622395 web: www.szurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Lütfen kullanmadan önce ürün kılavuzunu okuyun ve profesyonel teknisyenlerin kullanmasını sağlayın; profesyonel doktorlar tarafından kurulmasını, ayarlanmasını ve takılmasını sağlayın; talimatlara ve doktor talimatlarına uygun olarak kullanın.

Formülasyon tarihi: 11 Temmuz 2023 Baskı: A.4

Ürün Adı Dental Zirkonya Blok

Organizasyon Yapısı

Beyaz Model:

Ana bileşenlerinde zirkonya, itriyum oksit ve diğer oksitler yer almaktadır.

$ZrO_2+HfO_2+Y_2O_3 \cong \%99$

$Y_2O_3: \%4.5 \sim \%6.0$

$Al_2O_3 \cong \%0.5$

Diğer Oksitler $\cong \%0.5$

Model Rengi ve Çoklu Katman:

Ana bileşenlerde zirkonya, demir oksit, Erbiyum oksit ve diğer oksitler yer almaktadır.

$ZrO_2+HfO_2+Y_2O_3 \cong \%98.2$

Erbiyum oksit $\cong \%1.0$

Demir oksit $\cong \%0.3$

Diğer Oksitler $\cong \%0.5$

Kullanma Ömrü 5 yıl

Uygulama yöntemi

Çantayı açın, boyama sonrasında işleme için yüksek sıcaklıkta (1450~1600 C) özel diş işleme ekipmanına yerleştirilmiş olan porselen parçalarını çıkarın.

Sinterleme ve kristalizasyon işlemlerini takiben tesviye, dekoratif porselenle kaplama, sırlama işlemleriyle ve diğer işlemlerden sonra bitmiş ürün yapılacaktır. Nihayetinde insanlardaki protez dişlerin onarımı, hazırlanması ve takılması için profesyonel doktorlar tarafından kullanılacaktır.

Kullanım Amacı

Dental Zirkonya Blok, kron takmak, Köprü yapmak, sabit protez dişlerde inley dolgu yapmak ve kaplama yapmak için kullanılır.



Fizikokimyasal özellik

Yoğunluk (sinterleme sonrası): $\cong 6.0g/cm^3$

Sınıf:5: Eğilme mukavemeti (sinterleme sonrası) $\cong 800MPa$

Sınıf:4: Eğilme mukavemeti (sinterleme sonrası) $\cong 600MPa$

Kimyasal çözünürlük: $< 100\mu g.cm^{-2}$

Radioaktivite (uranyum-238) $\cong 1.0Bq/g$

lineer termal genleşme katsayısı: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6}K^{-1}$

Tip: II, blok halinde tedarik edilir

Sınıf: 5: Beyaz ST/Beyaz SHT/Beyaz HT/Renkli ST/Renkli SHT/Çok Katmanlı SHT/Çok Katmanlı ST.

Sınıf: 4: Beyaz UT/Renkli UT/Çok Katmanlı 3D/Çok Katmanlı 4D/Çok Katmanlı UT.

Bildirim

- 1.Lütfen paketi ve içerisindeki ürünün iyi bir şekilde kontrol edin, eğer herhangi bir hasar varsa, kullanılmasını yasaktır.
- 2.Depolama, taşıma ve işleme sırasında bastırmayın ve çarpıtmayın.
- 3.Yanmamış porselen direkt olarak protez dişlerde veya ağız içi tedavilerde kullanılmamalıdır.
- 4.Bu ürünün profesyonel teknisyenler tarafından hazırlanması ve profesyonel doktorlar tarafından kullanılması gerekmektedir.
- 5.Kullanım süresi dolmuş ürünlerin tekrar kullanılması yasaktır.
- 6.Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olayda, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik durumda olduğu bölgede yer alan Üye Ülkenin yetkili makamına bildirimde bulunulmalıdır.
- 7.Tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmayınız.

Paket

Karton ambalaj.

İmha

Direkt olarak atın, ürünler atıldıktan sonra çevreyi kirlilemez.

Biyolojik Özellikler

- 1.Sitotoksitesite yok
- 2.Sentisizasyon yok
- 3.Akut oral stimülasyon yok
- 4.Akut sistemik toksitesite yok
- 5.Kronik sistemik toksitesite yok
- 6.AMES testi: negatif

Depolama

Genellikle 5-50 C aralığında olan iç ortam sıcaklıklarında olan, havalandırılmış ve kuru koşullarda depolama.

Kontrendikasyon

Hazırlık işlemlerinin tam seramik restorasyonu için uygun olmasına neden olacak şekilde yetersiz oklüzal temas ve/veya dikey hazırlık duvarı olması durumunda, alternatif bir malzeme seçilmelidir. İnley köprüler, kemik içi implantlar ve kök çivileri diğer kontrendikasyonlardır.

Önerilen sinterleme eğrisi

Sinterleme işlemi, zirkonyum dioksitten yapılmış restorasyonların sinterlenmesi için onaylanmış olan tüm genel dental sinterleme fırınlarında gerçekleştirilebilir. Zirkonyum dioksit zayıf bir termal iletken olarak bilindiği için, yuvaları yavaşça gerekli sıcaklığa ısıtmanız (sinterleme grafiğine bakınız) ve eşit hızda yavaşça soğutmanız önerilmektedir.

Sinterleme Eğrisi

HT/ST /ST renk /ST Çok Katmanlı
Sinterleme Eğrisi (1-5)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| adım 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| adım 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

HT/ST /ST renk /ST Çok Katmanlı
Sinterleme Eğrisi (6-10)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| adım 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| adım 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

SHT Çok Katmanlı/3D Plus Çok Katmanlı
UT Çok Katmanlı/4D Pro Çok Katmanlı
Sinterleme Eğrisi (1-5)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| adım 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| adım 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

SHT Çok Katmanlı/3D Plus Çok Katmanlı
UT Çok Katmanlı/4D Pro Çok Katmanlı
Sinterleme Eğrisi (6-10)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| adım 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| adım 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

HT/ST /ST renk /ST Çok Katmanlı
Sinterleme Eğrisi (11-14)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| adım 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| adım 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

UT Sinterleme Eğrisi (1-5)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| adım 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| adım 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

SHT Çok Katmanlı/4D Pro Çok Katmanlı
Sinterleme Eğrisi (11-14)

| Sinterleme adımı | Başlangıç Sıcaklığı (°C) | Bitiş Sıcaklığı (°C) | Zaman (Dk) | Hız (°C/Dk) |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| adım 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| adım 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| adım 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| adım 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| adım 5 | 800 | doğal soğutma 20 | / | / |

Duvar ve kenar kalınlığı

| Tip | Anterior | Konektör kesit yüzeyi | Posterior | Konektör kesit yüzeyi |
|----------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | Kalınlık | | Kalınlık | |
| Tek kron takma | ≥0.9mm | ≥9mm ² | ≥1.0mm | ≥12mm ² |
| 3 ünite köprü | ≥0.9mm | | | |
| Uzun köprüler | ≥0.9mm | | | |

DE Gebrauchshinweise

Herstellungs-Datum

Siehe Etikett

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd.

Manufacture Address: 101,201,301, Building A, No. 35, Zhuqing Rd., Shijing Community, Shijing Street, Pingshan District, Shenzhen.
Tel: + 86-0755-84622395 web: www.szurucheng.com

Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands

Tel: +31(0) 642758955 E-mail: ar@umedwings.eu

Lesen Sie bitte vor Gebrauch unsere Bedienungsanleitung durch einen professionellen Zahntechniker, so das der Zahnersatz von geschulten Ärzten eingesetzt werden kann.

Verwenden Sie die entsprechende Bedienungsanleitung und gemäß der Anleitung des Arztes.

Datum der Formulierung: 2023.07.11 Ausgabe: A4

Produkt Name Dental Zirkon Block

Organisations Struktur

Modell weiß :

Die Hauptbestandteile sind Zirkon, Yttrium Oxyde und diverse Oxyde.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \cong 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \cong 0.5\%$

andere Oxyde 0.5%

Modell Color und Multilayer:

Die Hauptbestandteile sind Zirkon, Eisen Oxyde, Erbium Oxyd und diverse Oxyde.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \cong 98.2\%$

Erbium Oxyd $\cong 1.0\%$

Eisen Oxyd $\cong 0.3\%$

diverse Oxyde $\cong 0.5\%$



Physiochemische Eigenschaft

Dichte (nach Sinterung): $\cong 6.0g/cm^3$

Classe 5 : Biegefestigkeit (nach Sinterung) $\cong 800MPa$

Classe 4 : Biegefestigkeit (nach Sinterung) $\cong 600MPa$

Chemische Löslichkeit: $100mg.cm: < 100\mu g.cm^2$

Radioaktivität (Uranium – 238) $\cong 1.0Bq/g$

Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung : $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6}K^{-1}$

Typ II, geliefert im Block

Classe 5 : Weiß ST/Weiß SHT/Weiß HT/Color ST/Color

SHT/Multilayer SHT/Multilayer ST.

Classe 4 : Weiß UT/Color UT/Multilayer 3D/Multilayer

4D/Multilayer UT4D/Multilayer UT.

Hinweis

1. bitte überprüfen Sie das Paket und das gelieferte Produkt, bei Schaden ist ein Gebrauch nicht gestattet
2. Lasten-Druck während der Lagerung, Transport und Verarbeitung vermeiden
3. ungebranntes Porzellan sollte nicht direkt in menschlichem Gebiss oder oraler Reparatur verwendet werden
4. dieses Produkt muss von professionellen Technikern verarbeitet und von professionellen Ärzten verwendet werden
5. abgelaufene Produkte dürfen nicht wiederverwendet werden
6. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller gemeldet werden und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und Patient niedergelassen ist.
7. Einwegprodukte, nicht wiederverwenden

Verpackung im Karton verpackt

Entsorgung Die Produkte verschmutzen die Umwelt nicht, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Biologische Eigenschaften

1. keine Zytotoxizität
2. keine Sensibilisierung
3. keine akute orale Stimulation
4. keine akute systemische Toxizität
5. keine chronische systemische Toxizität
6. AMES-Test – negativ

Lagerung

Lagerung der Produkte bei Raumtemperatur (im Allgemeinen 5-50 °C) belüftet und trocken

Kontraindikationen

Falls ein unzureichender okklusaler Abstand und/oder eine unzureichende vertikale Präparationswand vorhanden ist, so dass die Präparation für eine Vollkeramikrestauration ungeeignet ist, muss ein alternatives Material gewählt werden.
Inlaybrücken, enossale Implantate und Wurzelstifte sind weitere Kontraindikationen.

Vorgeschlagene Sinterkurve

Die Sinterung kann in allen gängigen dentalen Sinteröfen erfolgen, die für die Sinterung von Restaurationen aus Zirkoniumdioxid zugelassen sind. Da Zirkoniumdioxid bekanntermaßen ein schlechter Wärmeleiter ist, empfiehlt es sich, die Fassungen langsam auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen (siehe Sinter-Kurven) und kühlen sie ebenso langsam ab.

Sintering Curve

HT/ST /ST color /ST Multilayer
Sintering Curve (1-5)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| step 2 | 1000 | 1530 | 156 | 3.4 |
| step 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| step 4 | 1530 | 800 | 104 | -7 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

HT/ST /ST color /ST Multilayer
Sintering Curve (6-10)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| step 2 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| step 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| step 4 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

SHT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
4D Pro Multilayer Sintering Curve (1-5)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| step 2 | 1000 | 1500 | 147 | 3.4 |
| step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| step 4 | 1500 | 800 | 100 | -7 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

SHT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
4D Pro Multilayer Sintering Curve (6-10)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 245 | 4 |
| step 2 | 1000 | 1500 | 167 | 3 |
| step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| step 4 | 1500 | 800 | 140 | -5 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

HT/ST /ST color /ST Multilayer
Sintering Curve (11-14)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| step 2 | 1000 | 1530 | 265 | 2 |
| step 3 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| step 4 | 1530 | 800 | 183 | -4 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

UT Sintering Curve (1-5)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 130 | 7.5 |
| step 2 | 1000 | 1450 | 132 | 3.4 |
| step 3 | 1450 | 1450 | 120 | 0 |
| step 4 | 1450 | 800 | 93 | -7 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

SHT Multilayer/4D Pro Multilayer
Sintering Curve (11-14)

| Sintering step | Start Temperature(°C) | End Temperature(°C) | Time(Min) | Rate(°C/Min) |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| step 1 | 20 | 1000 | 326 | 3 |
| step 2 | 1000 | 1500 | 250 | 2 |
| step 3 | 1500 | 1500 | 120 | 0 |
| step 4 | 1500 | 800 | 175 | -4 |
| step 5 | 800 | natural cooling 20 | / | / |

Wall and edge thickness

| Type | Anterior | Connector cross section | Posterior | Connector cross section |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | Thickness | | Thickness | |
| Single crown | ≥0.9mm | ≥9mm ² | ≥1.0mm | ≥12mm ² |
| 3 unit bridges | ≥0.9mm | | | |
| Long bridges | ≥0.9mm | | | |